

## 1576467 - Set verstelbare armsteunen - Bloedafnamestoel Saar - 2 st



### Beschrijving

Deze PU armsteunen van Wesseling zijn bijpassend voor de Saar Bloedafnamestoelen, deze zijn in elke hoek te verstellen door het kogelgewricht aan de onderzijde. Daarnaast zijn de steunen in hoogte te verstellen. Hierdoor is de arm altijd juist te positioneren voor de behandelaar. De armlegger zelf is 350 x 115 mm groot en is ergonomisch gevormd.

### Specificaties

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Merk            | Wesseling |
| sku             | 1576467   |
|                 | Nee       |
| Type verpakking | Paar      |