

1013226 - HEINE tongspatels in plastic - niet-steriel - 1 x 100 st



Beschrijving

Niet-steriele tongspatels om de tong naar beneden te houden wanneer vrij zicht nodig is in de keelholte. Deze tongspatel is enkel bedoeld om te gebruiken in combinatie met Heine's tongspatelhouder.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINB-000.12.304
Steriel	Nee
sku	1013226
Soort spatel	Plastieken spatels
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos