

1544064 - Renol verlengriemen - 80 cm - per paar



Beschrijving

Gebruik ze met de RFY21000 - 21500 veilige tilband of de RFY21610 borstband om te voorkomen dat de patiënt opstaat en hem plat op het bed / de stretcher te houden. Optie vereist: 2 sloten

Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RFE24500
Noodzakelijke opties	2 sloten + 1 sleutel
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544064
Breedte riemen	Niet van toepassing
Breedte tailleband	Niet van toepassing
Fixatie categorie	Toebehoren voor riemen
Gebruik fixatiemateriaal	In bed/brancard
Maat bevestigingsriem	S-M
Sluiting	Sloten
Soort bevestiging	Niet van toepassing
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Paar