

1543501 - IL 50 infraroodstraler 300 W - 1 st



Beschrijving

Infraroodlamp is ideaal bij verkoudheden en spierspanningen en geeft een rustgevende warmte af. Heeft een verstelbare kap, een timer met automatische uitschakeling en een individuele instelbare behandeltijd.

Voordelen

- Verstelbaar 0-50°
- 100% UV-blocker
- Keramische gasplaat
- Bescherming tegen oververhitting

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 27 cm, H 28.5 cm, L 19.5 cm
SKU leverancier	61900
Vermogen	300 W
CNK-code	CNK 2851-277
sku	1543501
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk