

1517014 - Koffiebeker PBT 1201 - zwart - 350 ml - 1 st



Beschrijving

De ErgoMug is een ergonomische drinbeker met een groot open handvat. Ui melamine, lijkt het hard op keramiek. Het kan niet gecombineerd worden met opzetstukken. Vaatwasbestendig tot 70 C. Korte opwarming tot 100 °C is mogelijk. Niet geschikt voor thermosterilisatie of microgolf.

Specificaties

Samenstelling	Kunststof
Deksel	Nee
Handvat	Ja
Isolerende beker	Nee
Schaalaanduiding	Nee
sku	1517014
Inhoud	350 ml
Kleur	Zwart
Type verpakking	Stuk