

1002335 - Cellona® polsterwatten - 8 cm x 5 m - 1 x 24 st



Beschrijving

L&R zelfklevende Cellona®-polster is een slipvaste soepele toepassing bij deels gepolsterde gips -en castverband op alle plekken met drukrisico. Het dient ter preventie van drukplekken en zorgt zo voor een verbeterd draagcomfort. De samenstelling van polyester, polypropyleen en viscose zorgt voor een goede luchtdoorlaatbaarheid waardoor het polstermateriaal slipvast wordt. Het polster is zelfklevend dankzij een huidvriendelijke lijm die in stroken op het polster is aangebracht.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	50 % polyester, 30 % polypropyleen, 20 % viscose
sku	1002335
Kleur	Wit
Maat	8 cm x 5 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk