

1103160 - Linnenzakhouder 2 aan 2 voor 4 linnenzakken - 4 deksels - pedaalbediening - wasty - 1 st



Beschrijving

linnenzakhouder van **France Hospital**, een wasgoedverzamelaars bestaande uit een structuur in roestvrij stalen buis \varnothing 20 mm met zwenkwielen, \varnothing 80 / 100 mm en 4 rubberen bumpers. Zakhouder in nylon, met een ring voor het bevestigen van zakken in roestvrij staal, scharnier in kunststof, geïntegreerd op de zakhouder. Deksel in polypropyleen verkrijgbaar in 5 kleuren: wit (1545852), groen (1576755), rood (1545856), blauw (1560302) en geel (1576756). Kleuren door te geven bij bestelling.

Specificaties

Merk	France Hopital
Product afmetingen	B 1576 cm, H 980 cm
Bijpassend deksel	1545852(wit); 1545856(rood); 1560302(blauw); 1576756(geel); 1576755(groen)
Pedaalbediening	Ja
Product diepte	600 cm
Aantal wielen	4
Afvalzakhouder	Ja
Aantal deksels inbegrepen	4
sku	1103160
Compositie zakken	2 x 2 (in vierkant)
Configuratie vuile was	4 zakken
Materiaal	RVS
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk