

1553478 - Armtrainer actief/passief voor MOTomed Viva 2 (Light) - Retrofit



Beschrijving

Actieve en passieve armtrainer - Retrofit kit

De **MOTomed** armtrainer kan in en uit de trainingsruimte gedraaid worden. Dit geeft een absolute vrijheid aan de benen tijdens het trainen van de armen veroorzaakt geen ongemak tijdens het trainen van de benen.

Voordelen

- Met draaibaar handvat voor tijdens het trainen van de benen
- Voor actieve en passieve training van arm-, schouder- en rugspieren
- Met symmetrie training en motivatie programma's
- Hoge stabiliteit dankzij uittrekbare steun
- In hoogte verstelbaar zonder gereedschap

Specificaties

Merk	MOTomed
sku	1553478
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk