

1623363 - Wasbare onderlegger Deluxe Transfer - 4-laags met flap - wit/blauw - 190 x 85 cm - 1 st



Beschrijving

Absorberende 4-laagse onderlegger met transfer handvaten die tot 4,50 l/m² vocht opneemt. Deze is vervaardigd uit 100% sneldrogend polyester. De Fico onderlegger is wasbaar op 90°C maar voor een veel langere levensduur raden we 60°C. Wassen op deze temperatuur geeft een levensduur van ruim 300 wasbeurten. OEKO-TEX gecertificeerd.

Specificaties

Merk	Fico
Product afmetingen	B 85 cm, L 190 cm
sku	1623363
Wasbaar	90 °C
Wasbaar/Wegwerp	Wasbaar
Type verpakking	Stuk