

## 1605162 - MG 180 spiermassageapparaat - 1 st



### Beschrijving

Het spiermassageapparaat MG 180 van **Beurer** draagt door middel van een gerichte spiermassage bij aan de activering en regeneratie. 6 massage opzetstukken en 4 intensiteitsniveaus – tot 3200 impulsen per minuut maken een individuele behandeling mogelijk. De ergonomische vorm en de ergonomische handgrepen zorgen voor een eenvoudige hantering. Lithium-ion-accu heeft een levensduur van 3 uur gebruik.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Product afmetingen</b>	B 7 cm, H 24 cm, L 17.5 cm
<b>sku</b>	1605162
<b>Aantal massagekoppen</b>	6
<b>Voeding</b>	Lithium-ion-accu
<b>Europese Regelgeving</b>	2014/30/EU
<b>Type verpakking</b>	Stuk