

## 1553275 - EN-Motion Standard met vaste zijbarren



### Beschrijving

De EN-Cardioliijn is bedoeld voor cardiorespiratoire revalidatie en training in het algemeen. De 3 apparaten die dit assortiment omvatten, kunnen worden geïntegreerd in het EN-Track/EN-Train Patiënt Management Concept.

De EN-Motion is een stevige loopband met een modern design en ongeëvenaarde functionaliteit. Het werd ontworpen met veiligheid en ergonomie als prioriteit.

In overeenstemming met de richtlijn medische hulpmiddelen (MDR) garandeert het u een medische kwaliteitstherapie en een hoog veiligheidsniveau.

#### Kenmerken

##### AutoSpeed

- De loopband past zich automatisch aan de snelheid van de gebruiker aan dankzij een ultrasone sensor die de positie van de patiënt op de loopband detecteert en zo de motor aanstuurt.
- Autospeed functie zorgt voor optimale veiligheid, vooral in de 6 minuten durende (6MWT) looptest.
- Snelheid min./max.: 0,4 - 18 km/h (in stappen van 0,1 km/h)

#### Tests

- Verschillende testen mogelijk, incl. 6 minuten wandel test.
- De testgegevens worden vergeleken met normatieve waarden in een duidelijk overzicht.

#### Lage opstap

- De EN-Motion heeft een opstap hoogte van 12,5 cm

### Progressive shock absorption (PSA)

- De PSA is een absorptiemethode die altijd zorgt voor een gelijkmatige demping om onnodige spanningen op de gewrichten te voorkomen
- Maximaal patiënt gewicht 235 kg
- Effectief loopvlak: 150 x 50 cm

### Gebruikersinterface

- De EN-Motion is zeer eenvoudig te gebruiken via het intuïtieve kleurenscherm

### Dual Slope Technology (DST)

- DST-technologie maakt positieve en en negatieve hellingshoek mogelijk.
- Positieve hellingshoek: 0° tot +15 ° (in stappen van 0,5°)
- Negatieve hellingshoek: 0 ° tot -10° (in stappen van 0,5 °)

### Verstelbare of vaste evenwijdige barren

- Multifunctionele barren, te gebruiken bij kinderen en volwassenen
- In de EN-Motion versie 'Plus' kunnen de barren elektrisch in hoogte worden versteld

### Stille motor

- Zeer krachtige en stille motor

### EN-Track/EN-Train

- Een Patiënt Management System 'EN-Track' of 'EN- Train' met chipcard kan worden gebruikt als test en trainingssyteem met rapportage

## Specificaties

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Merk                 | Enraf-Nonius                 |
| sku                  | 1553275                      |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa |
| Type verpakking      | Stuk                         |