

**1533572 - Dokertas Bollmann Concertina groot model - kunstleder  
- zwart - 43 x 21 x 32 cm -1 st**



## Beschrijving

De Concertina dokterstas heeft twee handgrepen en een robuust aluminium frame met geïntegreerd slot. Hij opent met één vinger en sluit automatisch. Het interieur vervaardigd uit harde kunststof bevat verstelbare vakken, waaronder een documentenvak, en twee schuimrubberen schappen voor 46 ampullen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Bollmann
<b>Product afmetingen</b>	B 21 cm, H 32 cm, L 43 cm
<b>Samenstelling</b>	Zwarte kunstleder
<b>sku</b>	1533572
<b>Aantal handgrepen</b>	1
<b>Aantal voortassen</b>	0
<b>Aantal zijvakken</b>	0
<b>Categorie</b>	Dokterstas
<b>Materiaal</b>	Kunstleder
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk