

**1008648 - VICRYL RAPIDE™ hecht draad 2/0 - 24 mm - 75 cm -
VR2253 - 1 st**



Beschrijving

Gecoate, gevlochten VICRYL RAPIDE™ hecht draad is een synthetische steriele chirurgische hecht draad. Resorbeerbaar door hydrolyse, knoopvriendelijk en uitstekend hanteerbaar. Behandeld voor snelle resorptie, hechtingen hoeven niet verwijderd te worden. Vervaardigd uit een copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide.

Voordelen

- Multifilament
- Synthetisch
- Resorptietijd: 42 dagen

Specificaties

Merk	Ethicon
SKU leverancier	ETHIVR2253
Samenstelling	Copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide
sku	1008648
Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Ja
Draadlengte	75 cm
Draaddikte	2/0
Naald lengte	24 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
Type verpakking	Stuk