

1103140 - Aspiratietoestel New Askir 230 op batterijen + netstroom - 1 L - 1 st



Beschrijving

De NIEUWE ASKIR 230 **Cami** is een elektrisch afzuigtoestel voor orale, nasale en tracheale afzuiging van lichaamsvloeistoffen bij volwassenen of kinderen. Geschikt voor noodtoepassingen en voor postoperatieve therapie, zowel in een professionele omgeving als in de thuiszorg.

Drie verschillende bedieningsmogelijkheden: AC/DC adapter, oplaadbare batterij en 12V maakt het een veelzijdig afzuigapparaat goedgekeurd voor NON-STOP werking zonder oververhitting. Voorzien van een visueel en akoestisch alarm dat het batterijniveau aangeeft, is het apparaat ook uitgerust met een vacuümmeter (mmHg en kPa) en vacuümregelaar.

Specificaties

Merk	Cami
Product afmetingen	B 18 cm, H 21 cm, L 35 cm
Gewicht product	3.5 kg
Max. airflow	25 L/m
Volume bokaal	1000 ml
sku	1103140
Soortgelijke producten	Ja
Alimentatie	Herlaadbare batterijen
Type container	Autoclaveerbare container
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk