

1539045 - Braun thermoScan Pro 6000 oorthermometer - groot plaatsingsstation - 1 st



Beschrijving

De ThermoScan® PRO 6000 oorthermometer is voorzien van de geavanceerde PerfecTemp™ meettechnologie. Deze technologie corrigeert factoren die de nauwkeurigheid beïnvloeden, waardoor de kans op lage meetwaarden ten opzichte van de kern wordt verkleind. Het slanke ontwerp is eenvoudig te reinigen en de verbeterde beveiligingsfuncties helpen uw investering te beschermen en te maximaliseren.

Voordelen

- ExacTemp technologie meet de stabiliteit van de sonde tijdens de meting
- Snelle, accurate metingen helpen de toestand patiënt op te volgen
- 60-seconden timer helpt bij de handmatige metingen van de pols en ademhalingsfrequentie

Technische gegevens

- Elektronische beveiligingsfuncties helpen diefstal en verlies voorkomen
- De grote houder voor het opbergen van sondes kunnen eenvoudig worden opgeklapt. *Opgelet, deze houder wordt niet meegeleverd bij de ThermoScan.*
- Optioneel oplaadstation voor 200 sondeafdekkingen, met oplaadbare batterij

Specificaties

Merk	WelchAllyn
Digitaal	Ja
Infrarood	Nee
Contactloos	Nee
Flexibele tip	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1539045
	Nee
Meetsnelheid	Bijna onmiddellijk
Type thermometer	Oorthermometer
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk