

1552204 - CURAPULS 670



Beschrijving

Met de Curapuls 670 Enaf-Nonius kan pulserende kortegolftherapie eenvoudig en effectief worden uitgevoerd. Het toestel heeft twee kanalen zodat twee inductie-elektroden tegelijkertijd kunnen worden gebruikt, maar onafhankelijk kunnen worden ingesteld.

Het apparaat levert elektromagnetische energie in het radiofrequente spectrum. De therapie staat bekend als PRFE (gepulseerde radiofrequente energie) of PSWT (gepulseerde kortegolftherapie).

Recente literatuur toont de wetenschappelijke evidentie aan van met name de gepulseerde toepassing van deze therapie bij zeer relevante problemen zoals (post- operatieve) pijn en zwelling alsook bij moeilijk te genezen wonden.

Binnen enkele seconden selecteert u de best mogelijke behandeling voor verschillende vormen van pijn en ontstekingen op basis van hoe acuut of chronisch de aandoening is.

Voordelen

- Hoog instelbaar piekvermogen (maximaal 200 Watt)
- Pulsbreedte en -frequentie instelbaar
- Overzichtelijk display
- Meer dan 25 klinische protocollen
- 100 vrij-programmeerbare geheugenplaatsen
- Speciale inductie-elektroden (lage oppervlakkige thermische belasting)
- Indicatie en controle van de vermogensafgifte voor een optimale energieoverdracht
- Eenvoudig verstelbare elektrodearmen die makkelijk te plaatsen zijn
- Mogelijkheid tot simultane toepassing van twee circuplodes
- Unieke en tegelijk mooie lichtring die de therapeut en patiënt een duidelijke indicatie geeft van de hoeveelheid energie en de aard van de behandeling

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1552204
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk