

1619850 - SRT5 - Self Rehabilitation Range - incl. Kiosk



Beschrijving

Het **Guided Self-Rehabilitation Lab van Dessintey** is dé innovatieve revalidatieoplossing voor patiënten uit uiteenlopende disciplines, waaronder **neurologie, orthopedie, geriatrie en pediatrie**. Deze veelzijdige en wetenschappelijk onderbouwde methode combineert **motorische training** met **cognitieve stimulatie** in een veilige en motiverende omgeving, waardoor het herstelproces wordt versneld en de therapietrouw toeneemt.

De Dessintey-oplossing maakt gebruik van **SRT-apparaten** die een breed scala aan oefeningen bieden, zowel gemeenschappelijk als toestel-specifiek. Hierdoor kan elke oefensessie volledig worden afgestemd op de individuele hersteldoelen van de patiënt. Dankzij de interactieve, speelse benadering blijft de therapie uitdagend en stimulerend – ideaal voor zowel zelfstandig trainen als begeleide sessies.

Kenmerken Dessintey Guided Self-Rehabilitation Lab

1. **Voorkomt de schadelijke effecten van langdurige inactiviteit**
2. **Stimulerende trainingsomgeving** met speelse en cognitieve activiteiten om beweging te bevorderen
3. **Hoog niveau van klinisch bewijs** voor de effectiviteit van zelfrevalidatie
4. **Eenvoudig en intuïtief in gebruik** voor alle patiëntgroepen
5. **Intensieve revalidatie** met hoge bewegingsherhaling voor sneller herstel
6. **Bimanuele of unimanuele training** om het aangedane ledemaat actief te betrekken
7. **Veilige uitvoering** in zowel zittende als staande positie
8. **Realtime moeilijkheidsaanpassing** op basis van patiëntvoortgang
9. **Gedetailleerde prestatie monitoring** (activiteitstijd, aantal bewegingen, enz.)
10. **Flexibel inzetbaar**: individueel, met familie of in groepssessies

Uitgebreid aanbod motorische & cognitieve oefeningen

Het Dessintey Guided Self-Rehabilitation Lab biedt een grote variatie aan trainingsvormen die zowel fysieke functies als mentale vaardigheden stimuleren:

- Fijne motoriek, aandacht & coördinatie
- Cognitieve flexibiliteit & geheugen
- Probleemoplossing & visuele verkenning
- Grote motoriek & executieve functies
- Visuele representatie & mentale rotatie
- Coördinatie, aandacht & reactiesnelheid
- Deductie & geheugen

Waarom kiezen voor Dessintey?

De **SRT-technologie** van Dessintey stimuleert patiënten op een **speelse en intuïtieve manier** door middel van één of meerdere interactieve bollen, die met één of beide handen worden gemanipuleerd. Deze innovatieve aanpak combineert **motorische en cognitieve oefeningen**, waardoor zowel het lichaam als de geest worden geactiveerd.

SRT-apparaten kunnen niet alleen tijdens reguliere revalidatiesessies worden ingezet, maar ook:

- In een zelfrevalidatieruimte
- Tijdens begeleide groepssessies

De patiënt richt zich op het **uitvoeren en herhalen van bewegingen** via uitdagende cognitief-motorische activiteiten. Dankzij de **real-time weergave op het scherm** ziet de patiënt direct de impact van zijn handelingen, wat motivatie en therapietrouw verhoogt.

Met het Guided Self-Rehabilitation Lab van Dessintey investeert u in een gepersonaliseerde, motiverende en evidence-based revalidatieomgeving. U stimuleert actieve participatie, versnelt het herstel van motorische en cognitieve functies en geeft patiënten de motivatie én de middelen om hun revalidatieproces actief in eigen handen te nemen.

Het Guided Self-Rehabilitation Lab van Dessintey is **verkrijgbaar met of zonder kiosk, en kan ook worden geleverd met twee of drie kiosken**.

Specificaties

Merk	Dessintey
sku	1619850
Type verpakking	Stuk