

## 1104218 - WelchAllyn kleenspec® 800 draadloos vaginaal verlichtingssysteem - inclusief laadstation - 1 st



### Beschrijving

Het **Welch Allyn** 800 Series Cordless Illumination System is een uniek ontwerp met verbeterde functies, waaronder helder, wit LED-licht om patiëntonderzoeken te helpen verbeteren. Het compacte, efficiënte systeem biedt een inschakelduur van 80 minuten waarmee u de dag doorkomt, en is in 5 uur opgeladen. Standaardiseer uw faciliteit met KleenSpec draadloze verlichtingssystemen en KleenSpec wegwerpspecula om zowel uw personeel als uw patiënten tevreden te stellen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	WelchAllyn
<b>Compatibel met</b>	Heroplaadbare batterij; tafellader; plug-in transformator
<b>sku</b>	1104218
	Nee
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Set