

1008721 - Agani™ naalden - 19G x 1 1/2" - korte punt - cream - 100 st



Beschrijving

Agani™ naalden van Terumo hebben een nauwkeurig gevormde naaldpunt met siliconen coating.

De scherpe punt vergemakkelijkt de penetratie van de huid en helpt het trauma te minimaliseren. De siliconen coating zorgt voor glij-eigenschappen en maakt een soepele inbreng mogelijk. De diameter van de naald is te herkennen aan de ISO-kleurgecodeerde hub.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	AN*1938S1
Samenstelling	<ul style="list-style-type: none">• Hub: polypropyleen + master batch• Canule: roestvrij staal• Kleefstof: epoxylijm• Glijmiddel: siliconen olie
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Nee
sku	1008721
Bevel	Short 7°
Afmeting	19G x 1 1/2"
Afmeting in mm	1,10 x 38 mm
Kleur	Cream
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos