

1510520 - WelchAllyn bureaustatief voor ProBP 3400 bloeddrukmeter handmodel - 1 st



Specificaties

Merk

WelchAllyn

Compatibel met

Met deze praktische digitale upgrade, een slimme keuze voor klinici in elke omgeving, worden bloeddrukmetingen op een eenvoudigere manier uitgevoerd. **SureBP™ NIBP-technologie**, leest de bloeddruk af terwijl de manchet in ongeveer 15 seconden snel en comfortabel wordt opgeblazen om het knijpen te vergemakkelijken wanneer metingen langer duren. De **ProBP 3400** is een bloeddrukmeter die werkt bij een breed scala aan patiënten, met bloeddrukmanchetten voor kinderen tot en met grote volwassenen.

sku

1510520

Europese Regelgeving

MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa

Type verpakking

Stuk