

1610057 - VICRYL® hechtdraad 3/0 - 19 mm - 75 cm - JV423 - 36 st



Beschrijving

Gecoate VICRYL® hechtdraad is een synthetische oplosbare, steriele chirurgische hechtdraad, samengesteld uit een copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide.

Voordelen

- Multifilament
- Synthetisch

Specificaties

Merk	Ethicon
SKU leverancier	JV423
Samenstelling	Hechtdraad: copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide
Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Ja
Lengte draad	75 cm
Soortgelijke producten	Nee
sku	1610057
Dikte draad	3/0
Naald lengte	19 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
Type verpakking	Doos