


## 1609976 - VICRYL® Plus hechtdraad 4/0 - 19 mm - 70 cm - VCP422H - 36 st



### Beschrijving

Gecoate VICRYL® Plus hechtdraad is een steriele chirurgische hechtdraad. Resorbeerbaar door hydrolyse, knoopvriendelijk en uitstekend hanteerbaar. Behandeld voor snelle resorptie, hechtingen hoeven niet te worden verwijderd. Vervaardigd uit een copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide.

- Multifilament
- Synthetisch
- Resorptietijd: 56-70 dagen

## Specificaties

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Samenstelling</b>        | Hechtdraad: copolymeer: 90% glycolide,10% L-lactide |
| <b>Steriel</b>              | Ja  |
| <b>Resorbeerbaar</b>        | Ja  |
| <b>sku</b>                  | 1609976   |
| <b>Draaddikte</b>           | 4/0   |
| <b>Naald lengte</b>         | 19 mm   |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse III                        |
| <b>Type verpakking</b>      | Doos  |