

1625152 - Set BasiX3 met PLI – Elektrische Behandeltafel met Neusgat - 70 cm - incl. massagerol & zadelzitting - kleur Fresh

Set BasiX3 - PLI
incl. massagerol & Tabouret FINN



Beschrijving

De **Basix 3 met PLI** is een elektrische behandeltafel die comfort en gebruiksgemak combineert. Uitgerust met een **rondomschakelaar**, een **uitsparing voor het neusgat** en een werkbreedte van 70 cm, is deze tafel ideaal voor fysiotherapie, massage en revalidatie.

Deze complete set wordt geleverd met:

- **Basix 3 behandeltafel** (RAL9010, met neusgat en rondomschakelaar)
- **Massage rol** (53 x 17 x 17 cm) voor extra ondersteuning
- **Finn KMBZ361 zadelzitting** met enkel hevel en stabiel kunststof kruisvoet

Kenmerken:

- Elektrische hoogteverstelling (rondomschakelaar)
- Hoogwaardige afwerking in frisse kleur
- Ergonomisch design voor optimaal comfort
- Geschikt voor intensief professioneel gebruik

Een complete en duurzame oplossing voor iedere praktijkruimte.

Deze set wordt standaard in de **Fresh kleurenlijn geleverd**. Deze bestaat uit **34 kleuren**, vrij te kiezen zonder meerprijs.

Zie afbeelding voor de beschikbare kleurenstalen van de Fresh lijn, indien U een andere kleur wenst dan deze op de afbeeldingen, gelieve dan éérst contact op te nemen met Uw vertrouwde vertegenwoordiger aub.

Specificaties

Merk	Wesseling
Product afmetingen	B 70 cm, L 200 cm
sku	1625152
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Tijdsduur hoogteverstelling	7.5 ms
Papierrolhouder inbegrepen	Nee
Aantal delen	3-delig
Elektrische pli	Ja
Max. gewicht volwassene	200 kg
Standaard hoogtebediening	Handschakelaar
Standaard neusgat	Langwerpig neusgat
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk