

1622527 - Beademingsballon kinderen - PVC - eenmalig gebruik - 550ml - set masker 2/3 + O₂ beademingsballon 2500 ml



Beschrijving

Dahlhausen reanimatieballon voor eenmalig gebruik – compleet met masker en overdrukventiel

De **Dahlhausen reanimatieballon (bag valve mask)** voor kinderen is speciaal ontworpen voor eenmalig gebruik en biedt veilige, gecontroleerde beademing dankzij het ingebouwde overdrukventiel. Deze hoogwaardige set wordt compleet geleverd in een praktische en herbruikbare ritstas – ideaal voor noodgevallen, EHBO-koffers en professionele medische toepassingen.

Inhoud van de set (kinderen):

- 1 masker maat 2
- 1 masker maat 3
- 1 zuurstofreservoir
- 1 zuurstofslang van 200 cm
- 1 manuele reanimator (handmatige beademingsballon)

Specificaties

Merk	Dahlhausen
sku	1622527
Zuurstofreservoir	2500 ml
Doelgroep	Kinderen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk