

## 1552653 - Manumed Optimaal - 3-delig - type 243 met elektrische pli. - elektrisch



### Beschrijving

Door de veelzijdigheid van de Manumed Optimaal 3-delig heeft u, als moderne, veeleisende fysiotherapeut, de perfecte behandel- en onderzoekstafel. Veel kan: lig- en zitpositie, die tijdens de behandeling versteld kan worden. Kortom, de meest universele tafel die verkrijgbaar is, waarmee zowel de therapeut als de patiënt het comfort van behandelen ervaren. Elegante van uiterlijk en stevig op de verrijdbare poten is de Manumed Optimaal 3-delig de keuze voor de therapeut die alles eist van een professionele topkwaliteit behandelstafel. Kenmerken:

- 3 instelbare bladdelen
- Vele bladverstellingsmogelijkheden waaronder pli-stand en (anti-)Trendelenburgstand
- Elektrisch verstelbare pli standaard bij deze elektrische hoog/laag variant
- Belastbaar tot 200 kg (optioneel 250 kg)
- Hoofdblad volledig wegklapbaar voor betere toegankelijkheid van de nek
- Optimaal gepositioneerde bedieningshandgrepen
- Lang neusgat waardoor de patiënt ook in buikligging naar proximaal of distaal te verplaatsen is
- Optioneel met driehoekig neusgat of zonder neusgat
- Wielhefmechanisme waardoor de bank eenvoudig verplaatsbaar is
- Hoogteverstelling elektrisch d.m.v. rondombediening (zeer comfortabel, gelijkmatig en snel)
- Volledig ontspannen uitgangshouding in buikligging met het gescheiden hoofdblad

## Specificaties

<b>Merk</b>	Enraf-Nonius
<b>Product afmetingen</b>	B 67 cm, L 204 cm
<b>Hoogte</b>	47 - 100 cm
<b>Wielen inbegrepen</b>	Ja
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Ja
<b>Hefvermogen</b>	200 kg
<b>Tijdsduur hoogteverstelling</b>	18 s
<b>sku</b>	1552653
<b>Aantal delen</b>	3-delig
<b>Armsteunen</b>	Nee
<b>Elektrische pli</b>	Ja
<b>Hoogteverstelling</b>	Elektrisch
<b>Standaard hoogtebediening</b>	Rondombediening
<b>Standaard neusgat</b>	Langwerpig neusgat
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk