

1511810 - CryoPen applicator geel/rode dot 7 - 20 mm - 1 st



Beschrijving

Applicator met geel/rode dot voor de behandeling van huidletsels van 7 - 20 mm. Geschikt voor CryoPen X+.

Specificaties

Merk	H&O Equipments
sku	1511810
Applicatoren	Geel/rood (7 - 20 mm)
Categorie cryotherapie	Applicatoren
Compatibel met	Cryopen X+
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk