

## 1618361 - Zadeltabouret TR03 - voetsteun - wielen - 64 - 89 cm - standaard bekleding - lichtgroen



### Beschrijving

De Zadeltabouret TR 03 combineert modern design met optimaal comfort en functionaliteit, speciaal ontwikkeld voor medische professionals die een ergonomische en duurzame zitoplossing nodig hebben.

#### Belangrijkste eigenschappen

- Comfortabele zitting: De kruk is voorzien van een hoogwaardige, gestoffeerde zadelzitting die langdurig zitcomfort biedt, zelfs tijdens intensieve werkuren.
- Stabiel onderstel: Het stevige aluminium onderstel van de Tabouret TR 03 zorgt voor maximale stabiliteit, waardoor deze kruk ideaal is voor dagelijks gebruik in medische omgevingen.
- Eenvoudige hoogteverstelling: Dankzij de ingebouwde gasveer kan de hoogte van de kruk snel en moeiteloos worden aangepast, voor een perfecte ergonomische houding.

De zadelzitting kan gemonteerd worden op de modellen TR-01, TR-02 en TR-03.

*Opgelet: de kleur van de tabouret zoals weergegeven op de afbeelding kan variëren van de werkelijkheid.*

## Specificaties

<b>Merk</b>	Spinetechnics
<b>Wielen</b>	Ja
<b>Voetring</b>	Nee
<b>Rugsteun</b>	Nee
<b>Diameter zitvlak</b>	35 cm
<b>Aantal wielen</b>	5
<b>sku</b>	1618361
<b>Kleur</b>	S04 - lichtgroen
<b>Kleur onderstel</b>	Aluminium kleur
<b>Materiaal onderstel</b>	Gepolijst aluminium
<b>Type zitting</b>	Ronde zitting
<b>Verstelbare hoogte met gasveer</b>	64 - 89 cm
<b>Type verpakking</b>	Stuk