


1009120 - PROLENE™ hechtdraad 3/0 - 24 mm - 45 cm - W538G - 1 st



Beschrijving

PROLENE™ hechtdraad (geverfd of ongeverfd) is een niet-absorbeerbare, steriele hechtdraad voor chirurgisch gebruik, samengesteld uit een isotactisch kristallijn stereoisomeer van polypropyleen, een synthetische lineaire polyolefine. De geverfde hechtdraad is blauw gepigmenteerd om de zichtbaarheid te vergroten.

Voordelen

- Monofilament
- Synthetisch

Specificaties

Merk	Ethicon
SKU leverancier	ETHIW538G
Samenstelling	Polypropyleen
sku	1009120
Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Nee
Draadlengte	45 cm
Draaddikte	3/0
Naald lengte	20 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
Type verpakking	Stuk