

## 1571945 - Automatische bloeddrukmeter voor Ergoselect 4 / 5



### Beschrijving

Module voor automatische bloeddrukmeting, geïntegreerd in de ergometer. Manchetaansluiting via bedieningsterminal. De standaardmanchet is inbegrepen maar er zijn verschillende manchetmaten beschikbaar.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Ergoline
<b>sku</b>	1571945
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk