

1543290 - Instant Cold Pack single use - 15 x 21 cm - 1 x 10 st



Beschrijving

Snel en koud kompres bestaande uit een binnenzak gevuld met een fysiologische vloeistof en een buitenste plastic zak met daarin een geperlede (korrelige) substantie. De binnenzak barst open door lichte druk uit te oefenen. Het verkoelende effect wordt binnen enkele seconden geactiveerd wanneer beide basisstoffen met elkaar worden gemengd. Voor eenmalig gebruik.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Normeringen	ISO 13485:2016
sku	1543290
Gebruik hot/cold packs	Disposable
Maat	15 x 21 cm
Type packs	Coldpack
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Pak