

1606381 - Metalline® steriel laken 73 cm x 2,5 m - 1 st



Beschrijving

Metalline® steriel laken van 73 cm x 2,5 m wordt gebruikt als onderlaag bij open behandeling van brandwonden met een groot oppervlak, corrosiewonden en schaafwonden. Het soepele en zachte deken van **Mölnlycke** garandeert een betrouwbare kwaliteit.

Voordelen

- Aluminiumgecoat vlies
- Vermindert het risico van vastkleven aan de wond*)
- Vrijwel pijnloze verbandwisseling
- Ontziet de wond en is absorberend
- Lucht- en waterdampdoorlatend
- Soepel en zacht

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	Viscose (versterkt met acrylaat) , de bovenlaag van het kompres is met aluminium gecoat, polyester
sku	1606381
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk