

1016916 - HEINE herbruikbaar oorspeculum voor HEINE diagnostic otoscoop - 4,5 mm - 1 st



Beschrijving

SpDe **HEINE herbruikbare oorspecula** zijn vervaardigd uit **hoogwaardig SANALON S**, een materiaal met een glad oppervlak dat eenvoudig te reinigen is en bestand is tegen veelgebruikte desinfectiemiddelen. Deze specula zijn **autoclaveerbaar tot 134 °C**, wat zorgt voor optimale hygiëne en hergebruik in klinische omgevingen.

Voordelen van HEINE herbruikbare oorspecula:

- **Gemaakt van SANALON S** – glad, stevig en eenvoudig te reinigen
- **Autoclaveerbaar** tot 134 °C – geschikt voor herhaald sterilisatiegebruik
- **Ergonomisch ontwerp** – voor **pijnloze en atraumatische inbreng**
- **Metaalvergrendeling met bajonetskoppeling** – zorgt voor een duurzame, stabiele en veilige pasvorm
- **Compatibel met HEINE otoscopen:** BETA100 en K100

Deze oorspecula zijn ontwikkeld voor langdurig gebruik en combineren comfort voor de patiënt met maximale betrouwbaarheid voor de zorgverlener

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINB-000.11.218
Compatibel met	Otoscoop Heine BETA 100; Otoscoop Heine K100
sku	1016916
Maat	4,5 mm
Type specula	Herbruikbare specula
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk