

1620123 - Verstelbare armleuning voor bloedafname - zwart - 1 st



Beschrijving

De arm- en beensteun op wielen wordt geleverd met een zachte, wasbare pad en een verchroomd frame met 5 poten (2 wielen zijn vergrendelbaar en 3 wielen zijn antistatisch).

De steun is kantelbaar en in hoogte verstelbaar, tussen 680 mm en 880 mm. De steun is kantelbaar en in **hoogte verstelbaar, van 680 mm en 880 mm**. Het heeft optimale hygiënische eigenschappen (schoonmaken met desinfectiedoekjes) en is zeer eenvoudig en snel te monteren dankzij een in- en uitschuifstelsel met slechts één schroefverbinding.

Specificaties

Merk	Wesseling
Samenstelling	PU foam, verchroomd staal
sku	1620123
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Aantal delen	1-delig
Armsteunen	Ja
Hoogteverstelling	Hydraulisch
Kleur	Zwart
Max. gewicht volwassene	15 kg
Type verpakking	Stuk