

1600364 - Linido verrijdbare douche-toiletstoel zithoogte 53 cm - open voorzijde - wit - 1 st



Beschrijving

De verrijdbare douche-/toiletstoel met zachte zitting van **Linido** is een hulpmiddel waarmee de gebruiker veilig en comfortabel kan zitten tijdens het douchen of wassen aan de wastafel. De stoel wordt geleverd met geleiderails en kan losstaand gebruikt worden, met een ondersteek of een emmer die als accessoire verkrijgbaar is. Tevens kan de stoel over het toilet worden gereden.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2137.1211-02
Wielen	Ja
sku	1600364
Materiaal	Staal gecoat
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk