


## 1543209 - Vrouwensondes - PVC - éénmalig gebruik - 18 cm - Ch 18 - rood - steriel - 1 x 100 st



### Beschrijving

De **Dahlhausen** sonde uit PVC is een urinaire sonde, voor eenmalige sondatie. De sonde is recht, distaal gesloten met 2 laterale ogen. De sonde heeft een trechteraansluiting met internationale kleurcode.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Dahlhausen
<b>Lengte sonde</b>	18 cm
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	Pvc: polyvinylchloride
<b>sku</b>	1543209
<b>Diameter sonde</b>	Ch 18
<b>Geslacht</b>	Vrouwen
<b>Kleur</b>	Rood
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos