


1560209 - CM 100 cellulite releaZer - 1 st



Beschrijving

De vibratietechnologie van de **Beurer** cellulite releaZer® ontspant en verstevigt de diepte, het weefsel precies waar het telt. Het bevordert en versnelt de afbraak van vetmoleculen in de vetcellen en breekt cellulitis af in de gebieden waar het wordt gevormd is. Heeft 2 massageprogramma's, 3 intensiteitsniveau's, is waterdicht en kan dus onder de douche gebruikt worden. Het apparaat schakelt automatisch uit na 15 min, heeft zo'n 3'5u nodig om op te laden en 10u gebruiksduur.

Voordelen

- Lithium-ion batterij
- Antislip handgreep met souft-toch vlak
- 4 behandelingsoppervlakken (glad, noppen, stompe en scherpe rand)

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 32 cm, H 47 cm, L 47.5 cm
SKU leverancier	59003
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk