

1543531 - MG 16 mini-massageapparaat rood - LED-licht - 1 st



Beschrijving

Deze kleine helper zorgt voor een rustgevende massage voor elke gelegenheid. Dankzij het compacte ontwerp past de mini-stimulator in elke handtas. Geeft een zachte vibratiemassage dat ontspannend werkt onderweg, thuis of op kantoor. Ideaal voor rug, nek, armen en benen.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 9.8 cm, H 9.5 cm, L 9.8 cm
SKU leverancier	64615
Warmtefunctie	Nee
Infraroodwarmte	Nee
Massage programma's	1
Bebat tax	0.05 EUR
Aantal functies	1
Aantal massagekoppen	1
sku	1543531
Voeding	Batterij
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk