

1545154 - Washandjes - 15,5 x 23 cm - 28 x 50 st



Beschrijving

2-laagse gelamineerde non-woven washandjes voor patiëntenzorg gemaakt van airlaid tissue en PE-folie. Airlaid papier is gemaakt van TCP-pulp, de pulp is gebleekt zonder gebruikmaking van chloor of chloorverbindingen.

Specificaties

Product afmetingen	B 15.5 cm, L 23 cm
Samenstelling	Airlaid 50 g/m ² , Polyethyleen film: 0,014 mm
Normeringen	ISO 13485: 2016
sku	1545154
	Nee
Maat	15,5 x 23 cm
Wasbaar/Wegwerp	Wegwerp
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos