

1571985 - Babyweegschaal digitaal BY90 - bluetooth - 1 st



Beschrijving

Met de babyweegschaal BY 90 van **Beurer** houd je het gewicht van je kleintje perfect in de gaten. In de bijbehorende "beurer BabyCare"-app heeft u alle gegevens in een praktisch overzicht. Dankzij de hold-functie is wegen zelfs voor kronkelende baby's gemakkelijk. Automatische en handmatige hold-functie voor het opnemen van het gewicht van baby's. De weegschaal heeft een gebogen weegvlak, een inschakeltechnologie: button-on, 10 geheugenplaatsen.

Voordelen

- Instelbaar tussen kh/lb/oz
- Antislip rubberen voetjes
- Automatische uitschakeling
- Maximum draagvermogen: 20 kg
- App "Beurer BabyCare" gratis te downloaden

Specificaties

Merk	Beurer
Geheugen	Ja
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	20 kg
Met meetlat	Ja
BMI indicatie	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Automatisch step-on functie	Ja
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1571985
Gradatie weegschaal	5 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Digitale babyweegschalen
Europese Regelgeving	2014/53/EU
Type verpakking	Stuk