

1022880 - Gesloten wagen met 2 linnenzakhouders - 1 st



Beschrijving

Een combinatiewagen van **France Hopital** van ISEO-zakhouders en een roestvrijstalen kast. De deksels van de zakhouders worden handmatig geopend. De opvangzakken voor vuil linnen zijn gescheiden van de rekken voor schoon linnen door een kast in roestvrij staal. Het veiligheidsprofiel op zijn plafond doet ook dienst als duwhandvat.

Specificaties

Merk	France Hopital
Product afmetingen	B 68 cm, H 113 cm
Product diepte	100 cm
sku	1022880
Linker compartiment	Gesloten met deur
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk