

1618374 - Zadeltabouret TR03 - voetsteun - wielen - 64 - 89 cm - standaard bekleding - geel



Beschrijving

De Zadeltabouret TR 03 combineert modern design met optimaal comfort en functionaliteit, speciaal ontwikkeld voor medische professionals die een ergonomische en duurzame zitoplossing nodig hebben.

Belangrijkste eigenschappen

- Comfortabele zitting: De kruk is voorzien van een hoogwaardige, gestoffeerde zadelzitting die langdurig zitcomfort biedt, zelfs tijdens intensieve werkuren.
- Stabiel onderstel: Het stevige aluminium onderstel van de Tabouret TR 03 zorgt voor maximale stabiliteit, waardoor deze kruk ideaal is voor dagelijks gebruik in medische omgevingen.
- Eenvoudige hoogteverstelling: Dankzij de ingebouwde gasveer kan de hoogte van de kruk snel en moeiteloos worden aangepast, voor een perfecte ergonomische houding.

De zadelzitting kan gemonteerd worden op de modellen TR-01, TR-02 en TR-03.

Opgelet: de kleur van de tabouret zoals weergegeven op de afbeelding kan variëren van de werkelijkheid.

Specificaties

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Merk | Spinetechnics |
| Wielen | Ja |
| Voetring | Nee |
| Rugsteun | Nee |
| Diameter zitvlak | 35 cm |
| Aantal wielen | 5 |
| sku | 1618374 |
| Kleur | S17 - geel |
| Kleur onderstel | Aluminium kleur |
| Materiaal onderstel | Gepolijst aluminium |
| Type zitting | Ronde zitting |
| Verstelbare hoogte met gasveer | 64 - 89 cm |
| Type verpakking | Stuk |