

1551535 - Quo-Lab A1C Analyzer System



Beschrijving

De Quo-Lab Hb A1c Analyser is een semi-automatisch point-of-care apparaat dat speciaal ontworpen is voor diabeteszorg. Een eenvoudige procedure levert laboratorium-accurate testresultaten binnen vier minuten (CV <3% bij 7% A1c) op basis van een veneus- of capillair bloedmonster van slechts 4?l. Quo-Lab maakt gebruik van dezelfde boronaat affiniteit methodologie gebruikt door Quo-Test en is eveneens onbeïnvloed door Hb varianten.

Specificaties

Merk	EKF
sku	1551535
Type verpakking	Stuk