

1019360 - VICRYL RAPIDE™ hechtdraad 5/0 - 13 mm - 75 cm - VR2289 - 1 st



Beschrijving

Gecoate, gevlochten VICRYL RAPIDE™ hechtdraad is een synthetische steriele chirurgische hechtdraad. Resorbeerbaar door hydrolyse, knooppvriendelijk en uitstekend hanteerbaar. Behandeld voor snelle resorptie, hechtingen hoeven niet verwijderd te worden. Vervaardigd uit een copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide.

Voordelen

- Multifilament
- Synthetisch
- Resorptietijd: 42 dagen

Specificaties

Merk	Ethicon
SKU leverancier	ETHIVR2289
Samenstelling	Copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide
sku	1019360
Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Ja
Lengte draad	75 cm
Soortgelijke producten	Ja
Dikte draad	5/0
Naald lengte	13 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
Type verpakking	Stuk