

## 1601579 - Physiosonic ES-7S2 - 2 UG behandelkoppen (groot + klein)



### Beschrijving

Door het compacte en ergonomische ontwerp van de Physiosonic, is dit ultrageluid-apparaat een grote therapeutische en financiële aanwinst voor elke therapeut.

Ultrageluid is een bewezen effectieve behandelmethode voor diverse pathologieën. Om de toepassing voor u te vereenvoudigen zijn er voorgeprogrammeerde protocollen opgeslagen in de Physiosonic. Deze evidence based protocollen informeren u helder en duidelijk omtrent de behandeling en stellen de parameters voor het apparaat automatisch in.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1601579
<b>Gewicht</b>	650 g
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk