

1574420 - Zuurstofsaturatiemeter PO35 - 1 st



Beschrijving

De zuurstofsaturatiemeter maakt indruk met zijn eenvoudige en volledig pijnloze toepassing. Dankzij het compacte formaat kan hij zowel thuis als onderweg worden gebruikt. Luchtwegaandoeningen zoals astma, COPD, COVID-19, lange COVID en andere longziekten kunnen leiden tot een daling van de zuurstofverzadiging. Klinisch gevalideerde nauwkeurigheid voor thuisgebruik, zeer eenvoudige en volledig pijnloze meting. Bijzonder geschikt voor personen met hartfalen, chronische obstructieve longziekten, bronchiale astma. Ook geschikt voor sporten op grote hoogte (bijvoorbeeld bergbeklimmen, skiën en luchtvaartsporten). De meter schakelt zich automatisch uit na lange tijd van inactiviteit, heeft een lage batterij indicator.

Voordelen

- Meting van SpO2 als mogelijk vitaal teken bij acute ziekten en hartslag (polsfrequentie)
- Grafisch hartslagweergave
- Display richt zich automatisch (verticaal, horizontaal)

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 3.4 cm, H 3.4 cm, L 5.9 cm
Gewicht product	0.055 kg
Geheugen	Nee
CNK-code	CNK 4281-390
Bluetooth	Nee
Met snoer	Ja
Type batterij	AAA
Bebat tax	0.05 EUR
LED kleurenscherm	Ja
Met ritmestroom	Ja
Aantal batterijen	2
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1574420
Doelgroep	Volwassenen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk