

1546400 - Linido handdoekrek - 60 cm - rvs - wit - 1 st



Beschrijving

Handdoekrek in RVS dat ook als wandbeugel Ergogrip te gebruiken is. De bevestigingsset LI2807.000 en de contraplaat zijn combineerbaar met dit handdoekrek LI0126.503.

Specificaties

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Merk | Linido |
| Product afmetingen | L 60 cm |
| SKU leverancier | LI2637.0024-02 |
| sku | 1546400 |
| Categorie wandbeugels | Toebehoren wandbeugels |
| Type verpakking | Stuk |