

1601577 - Physiosonic ES-7S1 - 1 grote UG behandelkop



Beschrijving

De Physiosonic van **Enraf-Nonius** is een hooggewaardeerd instrument voor ultrageluidtherapie, voorzien van een multifrequentie behandelkop. Een modern apparaat met een zeer snelle opstarttijd en een full-colour touchscreen waarmee u eenvoudig uw behandelingsparameters instelt of één van de 25 op ervaring gebaseerde behandelprotocollen selecteert.

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1601577
Gewicht	650 g
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk