

## 1516775 - Beker 420 - wit - 320 ml - 1 st



### Beschrijving

Eenvoudige, kwalitatieve drinkbeker voorzien van een handvat. Vaatwasbestendig tot 70°C. Geschikt voor thermo-sterilisatie en microgolf. Recycleerbaar door granulatie.

### Specificaties

<b>Samenstelling</b>	Polypropyleen
<b>Deksel</b>	Nee
<b>Handvat</b>	Ja
<b>Isolerende beker</b>	Nee
<b>Schaalaanduiding</b>	Nee
<b>sku</b>	1516775
<b>Inhoud</b>	320 ml
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Type verpakking</b>	Stuk