

1552680 - Manumed ST - 2-delig - rugdeelversie - elektrisch



Beschrijving

Met deze budgetvriendelijke Manumed onderzoeks- en behandeltafel kunt u werkelijk overal behandelen, ook zonder elektrische voorzieningen (hydraulische versie). De Manumed ST is een perfecte kwaliteitsbank met een stabiel frame en is voorzien van een uiterst fraaie bekleding. Dankzij de geometrie van het frame is er ook veel beenruimte onder de bank, waardoor een behandeling 'in zit' ook voor de specialist zeer comfortabel is.

Kenmerken

- 2-delig
- Rugdeel
- Elektrisch hoog/laag
- Voetschakelaar (optioneel)
- Driehoekig neusgat (neusplug optioneel)
- Afmetingen (lxb): 207 - 209 x 67 cm
- Hoogteverstelling: 45 - 101 cm
- Tijdsduur hoogteverstelling: 25 sec.
- Hefvermogen 150 kg

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
Product afmetingen	B 67 cm, L 209 cm
Hoogte	45 - 101 cm
Hoogteverstelbaar	Ja
Hefvermogen	150 kg
Tijdsduur hoogteverstelling	25 s
sku	1552680
Aantal delen	2-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Soortdelige tafel	Rugdeel
Standaard hoogtebediening	Voetschakelaar
Standaard neusgat	Driehoekig neusgat
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk