

## 1610084 - Wiegand® elektronisch code slot + vervangset KL naar EuroLock (dubbele deur)



### Beschrijving

**Wiegand®** EuroLock elektronisch code slot heeft heel wat aangepaste voordelen:

- Verticale en horizontale versie (links -en rechts)
- 4-cijferige gebruikerscode
- 8-cijferige hoofdcode
- Afhankelijk van de ingestelde modus tot 80.000 vergrendelingscycli (batterijlevensduur)
- Batterijstatuswaarschuwing via LED
- Noodopenings sleutel
- Akoestisch signaal (aan/ut schakelbaar)
- Functieweergave via LED
- 20 mm of 24 mm
- Stevige behuizing en handgreep

### Specificaties

<b>Merk</b>	Wiegand
<b>sku</b>	1610084
<b>Type verpakking</b>	Stuk